

营养液配制评分标准

在规定的 70 分钟时间内独立完成园试配方部分化合物的母液配制和工作液配制。

根据园试配方母液配制要求进行计算（浓缩液倍数和配制母液体积在试题中给出）将称取量计算结果填入对应试题空格中（表 1），使用天平称取各试剂的量，配制 A、B、C 三种浓缩母液并分别存放在试剂瓶中。

根据试题上给出的工作液配制剂量，计算出理论上需要母液的量，并将计算结果填入对应试题空格中（表 2），选择适量规格的移液管量取 A、B、C 各浓缩母液的量在 1000ml 的烧杯中进行工作液的稀释和定容。

营养液配制评分细则

序号	考核内容		考核要点	分值
1	母液配制	计算	准确计算各种试剂所用量,每空 0.5分。	2
		试剂称量	天平的使用（A、B 液试剂使用百分之一天平称量，C 液试剂使用万分之一天平称量）。	1
			药品的称量。	3
		母液配制	溶解、移液、定容、贮液、贴标签。	6
		小 计		
2	工作液配制	计算	准确计算 A、B、C 各浓缩母液的移取量，每空 0.5分。	1.5
		工作液配制	移液、工作液溶解步骤、定容。	5.5
		台面整理	桌面整洁、药品试剂归原、贴标签。	1
		小 计		
总 分				20